



Versioni eXtraWay WatchDoc library

Nell'ambito della lavorazione di *eXtraWay Watch Doc Library*, sono disponibili le seguenti versioni e, per ciascuna, le varianti principali che la caratterizzano e le istruzioni per farne uso.

N.B.: Si ricorda che, a partire dalla versione 2.6.0 della libreria, la numerazione significativa si riferisce esclusivamente alle prime tre cifre mentre la quarta rappresenta il livello di Patch.

Versioni '2'

Versione 2.7.0 "Candidate"

- Eliminate le funzionalità di monitoraggio di directory di XML gestite da programmi terzi in quanto la corrispondente funzione è stata rimossa dal server '23' cui questa versione è destinata.
- Rimossa la possibilità di importare documenti indicando di non fare i titoli essendo stata cambiata la politica inerente gli stessi sul server '23'.

Versione 2.6.0

Emesso 05/11/2008

- Cambiate le modalità di test sulla directory dei files da acquisire in modo da essere più veloci ma senza impatti significativi sulla CPU richiesta per quest'attività.
- Introdotte speciali *Processing Instruction* nei files acquisiti così da definire se si richieda import in aggiornamento, costituzione della cache dei titoli e degli indici.
- Allineato al server 21.2.0.0 per cambio funzionalità.

Versione 2.5.0.4

Emesso 09/08/2007

- Document removing procedure now available

Versione 2.4.1.5

Emesso 02/08/2007

- *wrk to fail* renaming granted even if error condition comes before import procedure call.

Versione 2.4.0.14

Emesso 31/01/2007

- Documentation now written in english.
- Configuration file can now be set to disable well formedness and dtd validation test while saving new documents.
- Document saving is now required telling the server to force archive status reloading.
- Csv to Xml conversion supplied using appropriate @e eXtraWay @e Server Version.
- Interactive document import available.

Versione 2.3.0.7 e precedenti

- Materiale attualmente indisponibile, consultare RightWay o i file *libxwwd.devhist.xml*.