



Versioni eXtraWay WatchDoc library

Nell'ambito della lavorazione di *eXtraWay Watch Doc Library*, sono disponibili le seguenti versioni e, per ciascuna, le varianti principali che la caratterizzano e le istruzioni per farne uso.

N.B.: Si ricorda che, a partire dalla versione 2.6.0 della libreria, la numerazione significativa si riferisce esclusivamente alle prime tre cifre mentre la quarta rappresenta il livello di Patch.

Versioni '2'

Versione 3.2.0

Emesso il 23/02/2012

- Eliminate le funzionalità di monitoraggio di directory di XML gestite da programmi terzi in quanto la corrispondente funzione è stata rimossa dal server '23' cui questa versione è destinata.
- Rimossa la possibilità di importare documenti indicando di non fare i titoli essendo stata cambiata la politica inerente gli stessi sul server '24'.

Versione 2.6.0

Emesso 05/11/2008

- Cambiate le modalità di test sulla directory dei files da acquisire in modo da essere più veloci ma senza impatti significativi sulla CPU richiesta per quest'attività.
- Introdotte speciali *Processing Instruction* nei files acquisiti così da definire se si richieda import in aggiornamento, costituzione della cache dei titoli e degli indici.
- Allineato al server 21.2.0.0 per cambio funzionalità.

Versione 2.5.0.4

Emesso 09/08/2007

- Document removing procedure now available

Versione 2.4.1.5

Emesso 02/08/2007

- *wrk* to *fail* renaming granted even if error condition comes before import procedure call.

Versione 2.4.0.14

Emesso 31/01/2007

- Documentation now written in english.
- Configuration file can now be set to disable well formedness and dtd validation test while saving new documents.
- Document saving is now required telling the server to force archive status reloading.
- Csv to Xml conversion supplied using appropriate @e eXtraWay @e Server Version.
- Interactive document import available.

Versione 2.3.0.7 e precedenti

- Materiale attualmente indisponibile, consultare RightWay o i file *libxwwd.devhist.xml*.