



eXtraWay Platform Server - eXtraWay Watchdoc Library

Versioni eXtraWay WatchDoc library

Nell'ambito della lavorazione di **eXtraWay Watch Doc Library**, sono disponibili le seguenti **versioni** e, per ciascuna, le **varianti** principali che la caratterizzano e le **istruzioni** per farne uso.

N.B: Per quanto concerne la **numerazione** dei **moduli** si rimanda alla [descrizione della numerazione adottata per il Server](#)

Versioni '2'

Versione 2.6.0

Emesso 05/11/2008

- Cambiate le modalità di test sulla directory dei files da acquisire in modo da essere più veloci ma senza impatti significativi sulla CPU richiesta per quest'attività;
- Introdotte speciali Processing Instruction nei files acquisiti così da definire se si richieda import in aggiornamento, costituzione della cache dei titoli e degli indici;
- Allineato al server 21.2.0.0 per cambio funzionalità.

Versione 2.5.0.4

Emesso 09/08/2007

- Document removing procedure now available.

Versione 2.4.1.5

Emesso 02/08/2007

- *wrk* to *fail* renaming granted even if error condition comes before import procedure call.

Versione 2.4.0.14

Emesso 31/01/2007

- Documentation now written in english;
- Configuration file can now be set to disable well formedness and dtd validation test while saving new documents;
- Document saving is now required telling the server to force archive status reloading;
- Csv to Xml conversion supplied using appropriate @e eXtraWay @e Server Version;
- Interactive document import available.

Versione 2.3.0.7 e precedenti

- Materiale attualmente indisponibile, consultare RightWay o i file *libxwwd.devhist.xml*